



ПОГОДЖЕНО

Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи №12.2-18-2 /4369 від 28.04.2023).

3APEECTPOBAHO

Міністерством економіки України №04725958/001083 від 28.03.2023 Технічні умови України ТУ У 32.5-42574330-003:2023 ДКПП 32.50.50-30.00

ІНСТРУКЦІЯ

для застосування засобу адсорбувального порошкоподібного рослинного походження «PLANTOR»

медичний засіб «PLANTOR» (medical device «PLANTOR»)

Код ДКПП 32.50.50-30.00, код УКНД 11.160, код УКТ ЗЕД 3006109000

Назва продукту: Засіб адсорбувальний порошкоподібний рослинного походження «PLANTOR»

Виробник: ТОВ «СОКОЛОВСЬКИЙ-ФОРТУНА», Україна, 49100, м.Дніпро, вул. Мандриківська 222/21, за рецептурою і технологією ТОВ «СОКОЛОВСЬКИЙ-ФОРТУНА» код ЄДРПОУ 42574330.

Адреса потужностей виробництва: Україна, 49100, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 222/21.

Форма випуску: Порошок для зовнішнього застосування. Відповідає вимогам технічних умов України ТУ У 32.5-42574330-003:2023 «Засіб адсорбувальний порошкоподібний рослинного походження «PLANTOR». Технічні умови».

Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка: Адсорбуючий, підсушуючий, антисептичний, протизапальний засіб для зовнішнього застосування рослинного походження. Має високу гігроскопічність, адсорбує ексудат, знижує проникність судин, має гемостатичну, протиалергічну, протизапальну дію, а також зменшує ексудацію. Стимулює місцеві імунні реакції в осередку за рахунок посилення поглинальної та перетравлюючої активності фагоцитів, підсилює регенераторні процеси та репаративну активність у рані. Суміш біостимульованих рослинних екстрактів ялівцю, багна та женьшеню з ефірними оліями чайного дерева, лаванди, ялиці, сосни, туї, шавлії, кедру, мирту, евкаліпту має виражену антибактеріальну, антимікотичну, антимікробну, регенеруючу, ранозагоюючу дію. Препарат зменшує виразність місцевих явищ запалення і подразнення.

Фармакокінетика: Компоненти препарату не проникають через шкіру і не виявляють системної дії.

Склад: Природні полісахариди, кальція глюконат, катіонні антисептики, екстракти рослинні біофізично та біохімічно стимульовані з біологічно активної сировини рослинного походження з додаванням ефірних натуральних олій.

Показання до застосування: Зупинка зовнішньої кровотечі різної інтенсивності, в тому числі при пошкодженні великих венозних та артеріальних судин.

Рекомендації до споживання: Засіб сприяє ревіталізації, місцевій коагуляції оброблюваних поверхонь, зупинці зовнішньої кровотечі різної інтенсивності, в тому числі при пошкодженні великих венозних та артеріальних судин.

Протипоказання: Підвищена чутливість до компонентів препарату

Особливості застосування: Не допускати потрапляння препарату в очі

Застереження при споживанні: Індивідуальна непереносимість.

Побічна дія: Не встановлена

Не є лікарським засобом.

Спосіб застосування та дози.

- Розірвати пакет та висипати порошок в рану;
- На рану з порошком накласти давлючу пов'язку;
- При пошкодженні великих судин кінцівок додатково накласти кровоспинний джгут вище рани, виконати транспортну іммобілізацію та евакуювати потерпілого;
- За потреби (у випадку великої рани) використати декілька пакетів.

Форма випуску: Герметичні пакети 5-20 г, можливо за потребою комплектування спеціальним пристроєм для внесення засобу в рану.

Умови зберігання: Зберігають у транспортній тарі в закритих складських приміщеннях, за температури від +5 °C до +25 °C та відносній вологості повітря (50-80%) на відстані 1м від опалювальних пристроїв.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Умови відпуску: Без рецепту.

Мінімальний термін придатності: Краще спожити до кінця дати зазначеної на упаковці, термін придатності — 60 місяців від дати виготовлення.

Дата виробництва та (або) кінцевий термін придатності, номер серії приведені на упаковці





AGREED

State Security Service food products and consumer protection (conclusion of the state sanitary and epidemiological examination No. 12.2-18-2 /4369 dated 04/28/2023).

REGISTERED

Ministry of Economy of Ukraine No. 04725958/001083 dated 03/28/2023 Technical conditions of Ukraine TU U 32.5-42574330-003:2023 DCPP code 32.50.50-30.00

INSTRUCTION

for the use of an adsorbent powder of plant origin "PLANTOR" medical device "PLANTOR"

DCPP code 32.50.50-30.00, UKND code 11.160, UKT ZED code 3824 99 58 00

Product name: Adsorbent powder of plant origin "PLANTOR"

Producer: LLC "SOKOLOVSKIY-FORTUNA", Ukraine, 49100, Dnipro, Mandrykivska st. 222/21, sterile according to the recipe and technology of "SOKOLOVSKIY-FORTUNA" LLC, EDRPOU code 42574330.

Address of production facilities: Ukraine, 49100, Dnipro, Mandrykivska st., 222/21.

Release form: Powder for external use. Meets the requirements of the technical conditions of Ukraine TU U 32.5-42574330-003:2023 "Adsorbing agent in powder form of plant origin "PLANTOR". Specifications".

Pharmacological properties. Pharmacodynamics: Adsorbing, drying, antiseptic, anti-inflammatory agent for external use of plant origin. It has high hygroscopicity, adsorbs exudate, reduces vascular permeability, has a hemostatic, anti-allergic, anti-inflammatory effect, and also reduces exudation. Stimulates local immune reactions in the cell by increasing the absorbing and digesting activity of phagocytes, strengthens regenerative processes and reparative activity in the wound. A mixture of biostimulated plant extracts of juniper, bog and ginseng with essential oils of tea tree, lavender, fir, pine, thuja, sage, cedar, myrtle, eucalyptus has a pronounced antibacterial, antifungal, antimicrobial, regenerating, wound-healing effect. The product reduces the severity of local inflammation and irritation.

Pharmacokinetics: The components of the product do not penetrate through the skin and do not show a systemic effect.

Ingredients: natural polysaccharides, calcium gluconate, cationic antiseptics, plant extracts biophysically and biochemically stimulated from biologically active raw materials of plant origin with the addition of essential natural oils.

Indications for use: Stopping external bleeding of varying intensity, including damage to large venous and arterial vessels.

Recommendations for consumption: The product promotes revitalization, local coagulation of treated surfaces, stopping external bleeding of varying intensity, including damage to large venous and arterial vessels.

Contraindications: Hypersensitivity to the components of the product.

Features of application: Do not allow the product to get into the eyes.

Precautions for consumption: Individual intolerance.

Side effect: Not installed.

It is not a medicine.

Method of application and dosage.

- 1) Tear the bag and pour the powder into the wound;
- 2) On the wound with powderapply a pressure bandage;
- 3) In case of damage to large vessels of the limbs, additionally apply a tourniquet above the wound, carry out transport immobilization and evacuate the victim;
- 4) If necessary (in the case of a large wound), use several bags.

Release form: Hermetic bags of 5-20 g, it is possible, if necessary, to be equipped with a special device for introducing the agent into the wound.

Storage conditions: They are stored in transport containers in closed warehouses, at temperatures from +5 °C to +25 °C and relative air humidity (50-80%) at a distance of 1 m from heating devices.

Keep out of the reach of children.

Conditions of leave: No prescription.

Shelf Life: 60 months.

The production date and (or) expiration date, batch number are indicated on the package.